

4100050 Sealcom-V

Selladora de bolsas al vacío

Sealing bags under vacuum

Indice

INFORMACIÓN GENERAL	3
LISTA DE EMBALAJE.....	3
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	3
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
INSTALACIÓN	4
OPERACIÓN.....	4
PANEL DE MANDOS Y OTROS ELEMENTOS:	4
PUESTA EN MARCHA:	5
TRABAJO	6
MANTENIMIENTO	6
GARANTÍA.....	6

Index

<i>GENERAL INFORMATION.....</i>	<i>8</i>
<i>PACKING LIST</i>	<i>8</i>
<i>TECHNICAL FEATURES.....</i>	<i>8</i>
<i>EQUIPMENT DESCRIPTION.....</i>	<i>9</i>
<i>INSTALLATION.....</i>	<i>9</i>
<i>OPERATION</i>	<i>9</i>
<i>CONTROL PANEL AND OTHER ELEMENTS:.....</i>	<i>9</i>
<i>STARTING UP:</i>	<i>10</i>
<i>WORKING:.....</i>	<i>11</i>
<i>MAINTENANCE.....</i>	<i>11</i>
<i>GUARANTEE.....</i>	<i>11</i>



INFORMACIÓN GENERAL

- 1) Manipular el paquete con cuidado. Desembalarlo y comprobar que el contenido coincide con lo indicado en el apartado de la "Lista de embalaje". Si se observa algún componente dañado o la ausencia de alguno avisar rápidamente al distribuidor.
- 2) No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual de instrucciones.
- 3) Estas instrucciones forman parte inseparable del equipo y deben estar disponibles para todos los usuarios del equipo.
- 4) Cualquier duda puede ser aclarada contactando con su proveedor o con el servicio técnico de J.P. Selecta, s.a.u.
- 5) **¡ATENCIÓN! NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MÁQUINA PARA REPARAR QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIA.**
- 6) Toda modificación, eliminación o falta de mantenimiento de cualquier dispositivo de la máquina, transgrede la directiva de utilización 89/655/CEE y el fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse.



LISTA DE EMBALAJE

El equipo estándar consta de los siguientes componentes:

Selladora	4100050
Aceite bomba vacío (repuesto)	1
Cable conexión red	2
Zapata silicona (repuesto)	3
Cubre resistencia ignífugo (repuesto)	4
Junta tapa (repuesto)	5
Filtro aire bomba (repuesto)	6
Resistencias calefactoras	7
Conjunto tipográfico marcador	8
Manual de instrucciones	80212

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tensión de alimentación 230V 50Hz según se indique en la placa de características de la máquina.

Medidas cámara:

Largo	32 cm
Ancho	28 cm
Alto	05 cm

Medidas exteriores:

Alto	28 cm
Ancho	32 cm
Fondo	52 cm

Peso:	35 kg
Potencia calefacción:	370 W
Voltaje:	230 V
Intensidad:	0.39 A
Nivel de vacío:	-0.1 MPa
Anchura de sellado:	10 mm
Longitud máx. de sellado:	260mm

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La selladora de bolsas Vacuum es un equipo fácil de usar y adaptable a diferentes necesidades, ya que permite automatizar el tiempo de vacío, el tiempo de sellado, el tiempo de enfriado, 3 niveles de calefacción y el sellado en frío.

Capacidad de sellado de bolsas.

INSTALACIÓN

Instalar la selladora sobre una superficie plana, horizontal y nivelada teniendo en cuenta el peso del aparato: 35 kg

Antes de poner en marcha el equipo, compruebe el nivel de aceite de la bomba de vacío tal y como se indica en apartado «Puesta en marcha».

¡ATENCIÓN! IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD
CAUTION! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY



Asegúrese de que el equipo se conecta a una tensión de red que coincide con la indicada en la placa de características.

No utilice el equipo sin estar conectada la toma de tierra.

Si cambia la clavija de enchufe tenga en cuenta lo siguiente:






Cable azul: Neutro.




Cable marron: Fase.

Cable Amarillo/Verde: Tierra.

OPERACIÓN

PANEL DE MANDOS Y OTROS ELEMENTOS:

- 9 Interruptor general
- 10 Base conexión red
- 11 Visor nivel aceite bomba
- 12 Entrada aceite bomba
- 13 Aspiración aire cámara
- 14 Tecla  paro emergencia
- 15 Tecla  programar tiempos
- 16 Tecla  incrementar tiempo
- 17 Tecla  disminuir tiempo
- 18 Tecla  selección nivel de calefacción
- 19 Led indicador enfriamiento
- 20 Led marcha sellado
- 21 Led marcha vacío
- 22 Led indicador trabajo
- 23 Display
- 24 Indicadores nivel de calor
- 25 Elemento calefactor



PUESTA EN MARCHA:










LA BOMBA NO PUEDE TRABAJAR SIN UN NIVEL SUFICIENTE DE ACEITE





- * El nivel máximo sería las 3/4 partes de la ventana.
- * El nivel mínimo es la parte inferior de el punto rojo.


Los parámetros de funcionamiento deben ser prefijados antes de poner en marcha el proceso de sellado con la tapa de metacrilato abierta.

- 1 Accionar el interruptor general de la parte posterior. (9). El display (23) muestra «__». La selladora se encuentra en estado "Stand-by". La tapa debe permanecer abierta, de lo contrario empezará el proceso de vacío y sellado.
- 2 Pulsar la tecla  (15) para prefijar el tiempo de vacío (entre 0 y 99 segundos) mediante las teclas  (16) y  (17). Se ilumina el led "VACUUM" (21).
- 3 Pulsar la tecla  (15) otra vez para guardar el valor y pasar al siguiente paso. Se ilumina el led "SEALING" (20).
- 4 Prefijar el tiempo de sellado (entre 0 y 9.9 segundos) mediante las teclas  (16) y  (17).
- 5 Pulsar la tecla  (15) otra vez para guardar el valor y pasar al siguiente paso. Se ilumina el led "COOLING" (19).
- 6 Prefijar el tiempo de enfriamiento (entre 0 y 9.9 segundos) me-

diante las teclas  (16) y  (17).

- 7 Pulsar la tecla  (15) una vez más para salir del modo de programación. El display (23) mostrará "Ed".
- 8 Prefijar el nivel de calentamiento:
Se pueden seleccionar 3 niveles de calentamiento y sellado en frío. Seleccionar mediante la tecla  (18). Se iluminarán los leds HIGH (nivel alto), MIDDLE (nivel medio) o LOW (nivel bajo) (24). Todos los leds apagados significa sellado en frío.



**PARA INTERRUMPIR EL PROCESO,
USAR LA TECLA (14)  COMO
PARO DE EMERGENCIA.**

TRABAJO

Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento, puede empezarse el trabajo:

- 1 Colocar la bolsa que contiene el producto con el borde abierto sobre el elemento calefactor y sujetarlo con la barra transversal.
- 2 Cerrar la tapa fijándola con el pestillo transversal y automáticamente empezará el ciclo con los parámetros prefijados: tiempo de vacío, tiempo de sellado, tiempo de enfriamiento y nivel de calefacción.
- 3 Cuando se acaba el ciclo, la cámara se presuriza automáticamente. Si la tapa no se cerró con el pestillo, se abre la tapa.

MANTENIMIENTO

Antes de quitar la tapa del equipo, desconectarlo de la red eléctrica.

Los elementos de regulación y calefacción sólo deben ser manipulados por personal de mantenimiento cualificado.

LIMPIEZA:

Es recomendable limpiar la cámara de vacío con un paño humedecido con agua jabonosa. Aclarar con cuidado con ayuda del mismo paño.

Mantener los orificios de aspiración limpios o despejados.

Comprobar antes de cada utilización el nivel de aceite, tal y como se indica en el apartado «Puesta en marcha». Si el nivel es demasiado bajo, rellenar con el aceite recomendado por la entrada (12)


GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. Selecta s.a.u. Cualquier manipulación del equipo por personal no autorizado, anula automáticamente los beneficios de la garantía.



GENERAL INFORMATION

- 1) Handle the parcel with care. Unpack and check that the contents coincide with the packing-list. If any part is damaged or missing, please advise the distributor immediately.
- 2) Do not install or use the equipment without reading this handbook before.
- 3) This handbook must always be attached to the equipment and it must be available for all users.
- 4) If you have any doubts or enquiries, please contact with your supplier or with J.P. Selecta's technical service.
- 5) **IMPORTANT! J.P. Selecta, s.a.u. WILL NOT ACCEPT ANY EQUIPMENT TO BE REPAIRED IF IT IS NOT DULY CLEANED.**
- 6) If any modification, elimination or lacking in maintenance of any device of the equipment by the user transgress the directive 89/655/CEE, the manufacturer is not responsible for the damage that can occur.



PACKING LIST

The standard equipment consists of the following components:

Sealing machine	4100050
Vacuum pump oil (spare part)	1
Power supply wire	2
Silicone shoe (spare part)	3
Ignifuge heater cover (spare part)	4
Lid gasket (spare part)	5
Air pump filter (spare part)	6
Heating elements (spare part)	7
Letterpress set	8
Instruction manual	80212

TECHNICAL FEATURES

Voltage supply 115-230V 50/60 Hz according to the characteristics plate indications.

Chamber dimensions:

Length	32 cm
Width	28 cm
Height	05 cm

Overall dimensions:

Height	28 cm
Width	32 cm
Depth	52 cm

Weight:	35 kg
Heating power:	370 W
Voltage:	230 V
Intensity:	0.39 A
Vacuum level:	-0.1 MPa
Sealing width:	10 mm
Sealing max. length:	260mm

EQUIPMENT DESCRIPTION

The bag seling Vacuum Packing is a device easy to use and adaptable to different uses because it allows automate vaccum time, sealing time, cooling time, 3 hetting levels and cool sealing.

Bag stamp ability

INSTALLATION

Place the sealing machine on a horizontal and level surface keeping in mind the weight of the device: 36 kg

Before to start up the device check the oil level of the pump as well is indicated on the section "Starting up".

¡ATENCIÓN! IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD
CAUTION! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY



Be sure that the voltage supply is the same as the one indicated on the characteristic plate of the apparatus.

Do not use the equipment if it is NOT earthed.

If you have to change the plug keep in mind the following:






Blue cable: Neutral.




Brown cable: Phase.

Yellow/green cable: Earth.

OPERATION

CONTROL PANEL AND OTHER ELEMENTS:

- 9 Main switch
- 10 Power supply socket
- 11 Oil level vacuum pump display
- 12 Pump oil inlet
- 13 Air suction holes
- 14 Emergency stop key 
- 15 Time set key 
- 16 Increase time set 
- 17 Decrease time key 
- 18 Heating level set key 
- 19 Vacuum run led
- 20 Sealing run led
- 21 Cooling indicator led
- 22 Working indicator led
- 23 Display
- 24 Heating level indicators
- 25 Heating element



STARTING UP:














THE PUMP CANNOT WORK IF THE PUMP DOES NOT HAVE A SUITABLE OIL LEVEL



- * The maximum level is the 3/4 of the round window
- * The minimum level is the bottom of the red point

The working parameters must be set before starting the sealing process with the methacrylate lid opened.

- 1 Turn on the main switch (9) on the rear part. The display (23) shows “__”. The sealing machine is “stand by”. The lid must remain opened, if not, it will start the vacuum and sealing process.
- 2 Press the  key (15) to set the vacuum time (between 0 and 99 seconds) using the  (16) and  (17) keys. The VACUUM (21) led will light up.
- 3 Press the  key (15) again to save the value and follow with the next step. The SEALING led (20) will light up.
- 4 Set the sealing time (between 0 and 9.9 seconds) using the keys  (16) and  (17).
- 5 Press the key  (15) again to save the value and follow with the next step. The COOLING led (19) will light up.

- 6 Set the cooling time (between 0 and 9.9 seconds) using the keys  (16) and  (17).
- 7 Press the  (15) once again to exit of the set mode. The display (23) will show "Ed".
- 8 Set the heating level:
Three heating levels and cool sealing can be set. Set it by using the  key (18). The leds HIGH (high level), MIDDLE (middle level) or LOW (low level) will light up. If none of the temperature levels (24) lights up, it means cool sealing.



**TO STOP THE PROCESS
USE THE  (14) AS EMERGENCY STOP**

WORKING:

Once the working parameters are set, the work can be started:

- 1 Place the bag containing the product with the opened end on the heating element and hold it with the transverse bar.
- 2 Close the lid by locking it with the transverse bolt and the cycle will automatically start up with the set parameters: vacuum time, sealing time, cooling time and heating level.
- 3 When the cycle ends, the chamber is automatically pressurized. If the chamber was not locked with the bolt, it opens itself.

MAINTENANCE

Before removing the cover, disconnect the equipment from the mains.

The control elements and the heating elements must only be manipulated by qualified personnel.

CLEANING:

It is advisable to clean the vacuum chamber with a cloth damped with soapy water. Rinse carefully using the same cloth.

Keep the air suction holes cleaned and clear.

Before starting up check, the pump oil level as well is indicated on the section "Starting up". If the level is too low, fill in with the advised oil through the inlet (12)

GUARANTEE

This product is guaranteed for one year. The guarantee does not cover damages caused by an incorrect use or causes beyond the control of J.P. Selecta, s.a.u. Any manipulation of the equipment by unauthorized personnel by J.P. Selecta, s.a.u. cancels the guarantee automatically.

