

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DATA

- Consumo / Consumption:	500W 1,08A
- Ancho de sellado / Sealing width:	8 mm.
- Longitud de sellado / Sealing length:	Infinita / Infinite
- Velocidad de sellado / Sealing speed:	5 metros/minuto
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo) (mm) / Dimensions (Height x Width x Depth) (mm):	170x520x250
- Toma de red con fusible: Supply system filter with fuse:	2A
- Temperatura de sellado (no ajustar) / Sealing temperature (do not adjust)	180°C (60-200°C)
- Peso / Weight	13Kg

Limites de garantía / Warranty limitation

Este producto tiene un periodo de garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido.

This product is guaranteed for one year from the date of acquisition. The guarantee does not cover damages caused by a misuse of the equipment.

1- Interruptor puesta en marcha.
Starting up switch.


2- Fusible y toma de corriente
Fuse and outlet.

3- Abertura de la ranura de sellado.
Sealing groove opening.

PRECAUCIÓN / CAUTION

Leer estas instrucciones antes de poner en marcha el equipo.
No ponga en marcha el aparato sin conectar a la toma de tierra.
No usar el equipo para sellar dos plásticos.

*Read this manual before starting up the equipment.
Do not switch on the machine if it is not earthed.
Do not use the equipment to seal two plastics.*



SELLADORA DE BOLSAS AUTOMÁTICA AUTOMATIC SEALING MACHINE

SEAL-COM 2

Código / Code: 4100044
(M.80331.00-A)


**Para bolsas en polipropileno y
poliester con base de papel.**
*For polypropylene and polyester
bags with paper base.*

INSTRUCCIONES

1. Encienda el interruptor de encendido, la pantalla izquierda mostrará la temperatura en tiempo real y la pantalla derecha mostrará el estado de alimentación del papel. **A** significa automático y **P** significa alimentación de papel continua.
2. La máquina permanecerá termostática cuando se eleve a la temperatura actual. En general, viene ajustada de fábrica a 180°C. **NO CAMBIE LOS AJUSTES A MENOS QUE ES NECESARIO.**
3. Pulse la tecla **M/A** para cambiar el estado de alimentación del papel. Cuando la pantalla muestre **A9**, no habrá papel en 9 segundos y la máquina entrará en modo de espera automático.
4. Pulse de nuevo la tecla **M/A**, la pantalla mostrará **P9**. La máquina continuará trabajando.
5. Pulse la tecla **°C/T**. Puede aumentar o reducir la temperatura usando las teclas + o -.
6. Pulse la tecla **°C/T** durante 3 segundos. La pantalla mostrará **00**, y podrá ajustar la desviación de temperatura pulsando + o -.
7. Pulse la tecla **°C/T** durante 3 segundos. Luego pulse la tecla **M/A**. La pantalla mostrará **PO**. Puede ajustar el tiempo de espera de alimentación de papel pulsando + o -.
8. Pulse de nuevo la tecla **M/A** y volverá al estado original y mostrará la temperatura en tiempo real.

INSTRUCTIONS

1. Turn the power switch on, the left screen will show the real time temperature and the right screen will show the paper feeding status. **A** means automatic and **P** means continue paper feeding.
2. The machine will stay thermostatic when it rises to the present temperature. Generally, it comes at **180°C** from factory. **DO NOT CHANGE THE SETTINGS UNLESS NECESSARY.**
3. Press the **M/A** key to change the paper feeding status. When the screen show **A9**, no paper in within 9s and the machine will enter the automatic standby mode.
4. Press the **M/A** key again, the screen will show **P9**. The machine will continue working.
5. Press the **°C/T** key. You can increase or reduce temperature by using the + or - keys.
6. Press the **°C/T** key for 3sec. The screen will show **00**, and you can adjust the temperature deviation by pressing + or -.
7. Press the **°C/T** key for 3sec. Then press the **M/A** key. The screen will show **PO**. You can adjust the standby time of paper feeding by pressing + or -.
8. Press the **M/A** key again and you will go back to the original status and show the real time temperature.



LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST

<u>Descripción / Description</u>	<u>Cant./Qty.</u>
- Selladora / Sealing machine	1
- Manual instrucciones / Instructions manual	1



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero inoxidable o pintada
- Modo automático y continuo
- Calentador
- Sistema de control de luz
- Sistema de control de temperatura
- Estructura del driver

FEATURES

- Stainless steel or painted shell
- Automatic and continuous mode
- Heater
- Light control system
- Temperature control system
- Driver structure